

商品名	スキナクレン	スキナドライシャンプー	スキナ
画像			
使用部位	顔・おしり・手など部分用	頭部・頭髪用	体幹・四肢など広範囲用
性状	泡タイプ	泡タイプ	泡タイプ
泡の性状	こわれやすい	ふつう	こわれにくい
ご使用法	ガーゼやティシュペーパーに泡を取り、汚れの気になる部分を拭き取る	髪の毛と地肌になじませ、タオル等で拭き取る (ブラシを使って、ご自身でもできます)	手やタオルを使用して、肌にのばし、タオル等で拭き取る (手の届く範囲で、ご自身でも清拭できます)
使用量の目安	1本でピンポン玉大の泡にして約100個分	頭部清拭1回あたりピンポン玉大の泡で約4～5個 (髪の間、長さによります) 1本でピンポン玉大の泡にして約70個分	全身清拭1回あたり、ピンポン玉大の泡で約5～7個分 1本当たり7～10人分
アルコール含有	—	○	○
使用感	アルコールフリーでやさしい使い心地	アルコールを含みすっきりとした爽快感	アルコールを含みさっぱりとした清涼感
香り	顔にも使いやすい無香料 (防臭タイプ)	さわやかな柑橘系の香り (マスキング効果)	さわやかなフローラルの香り (マスキング効果)
分類	医薬部外品	化粧品	医薬部外品
効能・効果	皮ふの清拭・洗浄・防臭		皮ふの清拭・洗浄・殺菌・消毒
容量	150mL	140g	150g
メーカー希望小売価格	1,210円(税抜1,100円)	1,100円(税抜1,000円)	1,100円(税抜1,000円)
個装サイズ	φ52×181	φ45×187	φ45×187
梱入数	20本	20本	20本
JANコード	 4 987767 610108	 4 987767 614601	 4 987767 606002

入浴できないときの清潔保持に

スキナシリーズ

ふき取るだけで、
洗い流す必要がありません



急性期・
手術後などで、
入浴できない方に

体力低下などで
入浴が
負担になる方に

入浴サービスの
合間に

入浴・洗髪を
拒否される方に

スキナシリーズの特長

- ふき取るだけで、洗い流す必要がありません
- 使用部位に合わせ、泡のこわれやすさや成分を調整しております



泡

顔・おしり・手・創周囲など部分的な清拭に

- 創周囲等のしみやすい部分にも使いやすくなっています
- こわれやすい泡で、汚れを広げることなく、拭き取れます
- 弱酸性で、排泄物などのアルカリ性の刺激をやわらげます
- 無香料・防臭タイプ
- 有効成分：グルコン酸クロロヘキシジン配合
おしり周りなどは雑菌による汚染の可能性が高いため、全身用スキナより濃度が高くなっています


スキナクレン

〈医薬部外品〉

【効能・効果】

皮ふの清拭・洗浄・防臭

アルコールフリー



創周囲



ストーマ周囲



お尻



顔



拘縮した手

泡の比較

スキナクレン

直後からこわれはじめ、20分後にはほぼ液状になっている



直後



20分後

スキナドライシャンプー

20分後、泡が粗く変化している



直後



20分後

スキナ

20分後もキメ細かい泡を保っている



直後



20分後

泡タイプ製品の使い方

缶をよく振り、
ノズルを下に
向けて使用
してください。




泡

スキナ ドライシャンプー

〈化粧品〉

頭皮・頭髪の清浄に

- 湯水を使わないので、洗髪に抵抗のある方の導入に
- 髪になじませやすく、液ダレしにくいよう、泡の硬さを調整
- マスキング効果のある柑橘系の香り
- アルコール配合で、爽快感が得られます



ガーゼを
ブラシにつける



*ご自分のできる方は、リハビリを兼ねて、ブラシで

泡

スキナ


〈医薬部外品〉

【効能・効果】

皮ふの清拭・洗浄・殺菌・消毒

広範囲の清拭に

- アルコール配合で、すっきりした清涼感が得られます
- しっかりタイプの泡で、広範囲に拡げやすくなっています
- マスキング効果のある、さわやかなフローラルの香り
- 有効成分：グルコン酸クロロヘキシジン配合



*リハビリを兼ねて、手の届くところはご自分で拭いてもらう